

Pulmo – med

www.digimedicalsas.com



PULMOMED 7A 23B

ASPIRADOR QUIRÚRGICO

📍 Calle 35 No. 14-66 B/La Floresta. Montería-Córdoba
✉ gerencia@digimedical.com.co
☎ 3148431088

Digi Medical
Equipos Medicos

ASPIRADOR QUIRÚRGICO **7A 23B-40L**

PULMOMED

DESCRIPCIÓN

El succionador quirúrgico Pulmo Med modelo 7A-23B es una unidad de aspiración de alto rendimiento diseñada específicamente para entornos hospitalarios y quirófanos. Este equipo destaca por su versatilidad, permitiendo una succión tanto continua como intermitente, ideal para procedimientos médicos que requieren un manejo preciso de fluidos y secreciones. Su diseño robusto incluye una base rodante que facilita el transporte entre salas, mientras que su motor libre de mantenimiento garantiza una operación higiénica y de bajo ruido.



*motor libre
de aceite*



*capacidad
total de
5.00ml*



CARACTERÍSTICAS

- **Rendimiento Superior:** Ofrece un alto vacío y una alta velocidad de flujo para limpiezas profundas y rápidas.
- **Higiene y Seguridad:** Cuenta con un motor libre de aceite que evita la contaminación ambiental. Además, incluye un filtro de aire bacteriológico y un sistema de control de llenado que protege el motor contra desbordamientos.
- **Gran Capacidad de Almacenamiento:** Equipado con dos frascos de polycarbonato de 2500 ml cada uno, permitiendo recolectar hasta 5 litros de fluidos antes de requerir vaciado.
- **Control Dual:** Permite la operación mediante un interruptor manual en el panel o a través de un pedal para mantener las manos del especialista libres durante la cirugía.
- **Diseño Ergonómico:** Su base con ruedas permite un desplazamiento fluido y estable dentro del área quirúrgica.



*pedal para
modo de
aspiración
manual*



*espacio
para
guardar
elementos*



*switch para
modo
automático*

ASPIRADOR QUIRÚRGICO

PULMOMED

7A 23B-40L

ESPECIFICACIONES

Característica	Detalle
Marca	Pulmo Med
Modelo	7A-23B
Tipo de Succión	Continua e Intermitente
Máximo Vacío	680 mm/Hg
Flujo de Aire Libre	> 40 Litros por minuto (L/min)
Capacidad Total	5,000 ml (5 Litros)
Configuración de Botellas	2 Frascos de 2,500 ml cada uno
Tipo de Motor	Libre de aceite (sin mantenimiento)
Nivel de Ruido	<= 60 dB
Rango de Vacío	Ajustable según necesidad
Alimentación Eléctrica	110 Voltios
Peso Neto	21,5 kg
Material de Manguera	PVC Transparente (No tóxico)
Sistema de Seguridad	Cierre hermético y sensor de control de llenado
Movilidad	Base rodante de alta resistencia

ASPIRADOR QUIRÚRGICO
PULMOMED

7A 23B-40L

ACCESORIOS

Accesorio	Cantidad	Descripción y Función
Cánula Yankauer	1 unidad	Punta de succión diseñada para un manejo preciso y atraumático de fluidos en el campo quirúrgico.
Manguera de Succión	1 unidad	Tubo flexible de PVC transparente (no tóxico) de grado médico para la conducción de fluidos.
Filtro de Aire	1 unidad	Filtro bacteriológico que reduce la propagación de agentes contaminantes y protege el motor.
Fusible	1 unidad	Dispositivo de protección contra sobrecargas eléctricas para salvaguardar los componentes internos.
Pedal de Control	1 unidad	Interruptor de pie que permite activar y desactivar la succión manteniendo las manos libres.
Cable de Corriente	1 unidad	Cable de alimentación reforzado para conexión a red eléctrica estándar de 110V.