

**MAFET®**

[www.digimedicalsas.com](http://www.digimedicalsas.com)



# **MAFET M-009**

## **Atril Bomba de Infusión**

# Atril Bomba de Infusión M-009

## MAFET

### ESPECIFICACIONES TECNICAS

| Especificación        | Detalle Técnico                                                           |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| Estructura Superior   | Tubo redondo de (5/8)" Calibre (18) en acero cold rolled cromado.         |
| Estructura Inferior   | Tubo redondo de (1)" Calibre (18) en acero cold rolled pintado.           |
| Base de Apoyo         | (5) patas en tubería redonda de (1 1/4)" Calibre (18) y platina de (1/4). |
| Sistema de Movilidad  | (5) ruedas de (2)" para un desplazamiento estable y ágil.                 |
| Ajuste de Altura      | Rango ajustable desde (1.85) m hasta (2.05) m.                            |
| Mecanismo de Ajuste   | Perilla plástica de (1/4)" para fijación de altura.                       |
| Soporte de Líquidos   | (4) ganchos en varilla redonda (1/4) en acero cold rolled cromado.        |
| Bandeja de Accesorios | Para bomba de infusión, medidas (0.19) m x (0.29) m en acero inoxidable.  |
| Acabados              | Pintura electrostática, acero cromado y acero inoxidable Ref. (304).      |