

MAFET®

www.digimedicalsas.com



MAFET M-118

Escalerilla De Dos Pasos Pintada

Escalerilla De Dos Pasos

MAFET

M-118

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

CATEGORÍA	DETALLE DE ESPECIFICACIÓN
Estructura Principal	Tubo redondo de 7/8" Calibre 18 (C.18)
Refuerzo	Tubo redondo de 7/8" Calibre 18 (C.18)
Material de Estructura	Acero Cold Rolled
Material de los Pasos	Tablex de 18 mm
Superficie de Pasos	Piso de caucho antideslizante
Protección de Bordes	Bocel de caucho amortiguable
Dimensiones	Largo: 0.40 m / Ancho: 0.39 m / Altura: 0.42 m
Acabado	Pintura electrostática
Accesorios de Base	4 tapones plásticos de 7/8" para protección del piso