


disonmed

www.digimedicalsas.com



DISONMED BN-100A

LÁMPARA DE CALOR RADIANTE

📍 Calle 35 No. 14-66 B/La Floresta. Montería-Córdoba
✉ gerencia@digimedical.com.co
☎ 3148431088


Digi Medical
Equipos Medicos

LAMPARA RADIANTE **BN-100 A**

DISONMED

CARACTERÍSTICAS


- ✓ **Sistema servo controlado** con microprocesador que permite tres modos: Pre-calentamiento, Manual y Auto.
- ✓ **luz de examinación LED ajustable** Una segunda función de desconexión térmica automática para mayor seguridad.
- ✓ **La temperatura establecida y la temperatura de la piel se muestran mediante LED.**
- ✓ **Con un tubo de radiación infrarroja de cuarzo micro cristal para garantizar la seguridad del paciente.**



Cabezal calefactor con rejilla metálica



columna de riel lateral



estructura de material de aluminio



2 sellos de infusión o pasacánulas

LAMPARA RADIANTE **BN-100 A**

DISONMED

CARACTERÍSTICAS

Sistema de temperatura controlado por servoaccionamiento basado en microprocesador

La unidad controlada por microprocesador permite dos modos: manual y automático

La temperatura establecida y la temperatura de la piel se muestran mediante LED

Funciones de alarma:


Fallo de alimentación, desviación de temperatura, fallo del sensor de temperatura, fallo de la temperatura de la piel, sobret temperatura

Una segunda función de corte térmico para mayor seguridad

Luz de observación LED ajustable, brillo ajustable

Adopta un tubo de radiación infrarroja de cuarzo de cristal micrométrico antiexplosión

Cuatro protectores transparentes plegados con 2 sellos de infusión



LAMPARA RADIANTE **BN-100 A**

DISONMED

ESPECIFICACIONES

PARAMETROS TECNICOS		VITALIFE BN SERIES LUXURIOUS
Fuente de alimentación		110~220V 50/60Hz
Voltaje		900VA
Condiciones de operación	Temperatura del Ambiente	18°C~30°C
	Humedad Relativa del Ambiente	30%~75%
	Presión Atmosférica	700~1060hpa
	Velocidad del flujo de aire	<0.3m/s
Rango de control de temperatura piel		32°C~38°C
Exactitud de control de temperatura		±0.5°C
Precisión del sensor de temperatura piel		±0.3°C
Uniformidad de la temperatura del colchón		<2°C
Angulo de Inclinación de la cuna		±10°
Tiempo de calentamiento (desde 25°C)		<30min
Cabeza del calentador horizontal		±90°
Distancia del calentador al colchón		80cm
Tamaño del colchón		67cm X 54cm
Rango del temporizador		0~99h59min
TRANSPORTE Y ALMACENAJE		
Temperatura del ambiente		-40°C~+55°C
Humedad relativa del ambiente		≤95%
Presión atmosférica		500~1060hPa
EMPAQUE		
Dimensiones		110*78*86CM
Peso		N.W.:65KG// G.W.:85KG