

disonmed

www.digimedicalsas.com



DISONMED BN-100

LÁMPARA DE CALOR RADIANTE

LAMPARA RADIANTE **BN-100**

DISONMED

CARACTERÍSTICAS

- Fuerte y resistente.
- Cuatro protectores transparentes plegados con 2 senos de infusión
- Conector RS-232, 2 bandejas y 2 cajones.
- El ángulo de inclinación del lecho infantil es ajustable.

Configuración estándar

- Cuerpo principal (incluida la fuente radiante, sistema de control, cama infantil, soporte), Chasis para rayos X, Porta Sueros, sensor de temperatura de la piel, bandeja, colchón, protector transparente, ruedas, RS-232, cajones.



LCD Tactil



Cama Grande



Fototerapia



**Mezclador de aire
y oxígeno**



Aspirador



Resucitador



**Sistema de
suministro de oxígeno**



Elevador Electrónico Contador Regresivo



LAMPARA RADIANTE **BN-100**

DISONMED

CARACTERÍSTICAS

- Sistema de temperatura controlado por servo basado en microprocesador
- La unidad controlada por microprocesador permite tres modos: precalentamiento, manual y automático
- Temporizador APGAR para registrar el tiempo de terapia
- Funciones de alarma acústicas y visuales:
- Fallo de alimentación, desviación de temperatura, fallo del sensor de temperatura, fallo de la temperatura de la piel, sobretemperatura
- Luz de observación LED ajustable, brillo ajustable
- El cabezal del calentador se puede ajustar $\pm 90^\circ$ horizontalmente
- Cómodo tablero de casete de rayos X debajo de la cama del bebé
- El ángulo de inclinación de la cama del bebé es ajustable
- Cuatro protectores transparentes plegables con 2 sellos de infusión.



LAMPARA RADIANTE BN-100

DISONMED

ESPECIFICACIONES

PARAMETROS TECNICOS	VITALIFE BN SERIES ESTANDAR
Fuente de alimentación	110 ~ 220V 50/60Hz
Voltaje	1000VA
Temperatura del ambiente	18°C ~ 30°C
Humedad relativa	30% ~ 75%RH
Presión atmosférica	700 ~ 1060hpa
Velocidad del flujo de aire	< 0.3 m/s
Rango de control de temperatura piel	32°C ~ 38°C
Precisión de control de temperatura piel	≤ 0.3°C
Uniformidad de la temperatura del colchón	± 0.3°C
Tiempo de calentamiento (desde 25°C)	< 2°C
Tiempo del temporizador	< 30min
Luz LED de observación	3W
Angulo de inclinación de la cuna	± 10°
Cabeza del calentador horizontal	80cm
Distancia del calentador al colchón	67cm (L) * 54cm (W)
Rangon atmporizador	0 ~ 99h 59min
TRANSPORTE Y ALMACENAJE	
	-40°C ~ +55°C
Temperatura del ambiente	≤ 95%
Humedad relativa del ambiente	
EMPAQUE	
Dimensiones	118*90*87CM
Cúpula Peso	N W : 75KG // G W : 100KG