




SG MANGOS LED

LARINGOSCOPIO

MANGOS SG LED

DESCRIPCIÓN

Artículo reusable, autoclavable a 134°C, sin el bulbo de iluminación. Mango para laringoscopio con sistema de iluminación por fibra óptica. Durabilidad de 50.000 horas LED. Estriado para mejor agarre, funciona con baterías convencionales AA o medianas (para el mango mediano). Incluye bulbo de iluminación incorporado.



Referencia	Tamaño
001-2600-S	Delgado
001-2600-M	Mediano

MANGOS^{SG} LED

CARACTERÍSTICAS

- Tapa de metal alrededor del LED.
- 50.000 horas de vida útil del LED.
- Proporciona máxima luz incluso cuando los voltajes de las celdas de la batería son bajos.
- Más de 1.00000 Lux.
- La tapa de la batería cerrada evita que entren líquidos en el compartimento de la batería. Las baterías no se suministran.
- Las pilas no se suministran.
- Fácil sustitución de la cápsula LED y disponible para esterilización en autoclave.
- El anillo verde indica un ajuste universal según ISO 7376/3.
- Construido en Latón C/P y Acero Inoxidable..