



SG MANGOS XENON

LARINGOSCOPIO

MANGOS ^{SG} XENON

DESCRIPCIÓN

Este mango está fabricado en una combinación de latón cromado y acero inoxidable, materiales que garantizan una larga vida útil y resistencia a la corrosión. Su diseño cumple con la normativa ISO 7376/3 (anillo verde), lo que asegura una compatibilidad universal con hojas de fibra óptica.



Referencia	Tamaño / Descripción
FMG-001-2660-S	Delgado
FMG-001-2660-M	Mediano

MANGOS ^{SG} XENON

CARACTERÍSTICAS

- Tapa metálica alrededor de la bombilla de xenón/halógena
- 20 horas de vida útil de la bombilla. Chapado en oro.
- La tapa de la batería cerrada evita que entren líquidos en el compartimento de la batería.
- Las pilas no se suministran.
- Fácil sustitución de la lámpara de xenón y disponible para esterilización en autoclave.
- El anillo verde indica un ajuste universal según ISO 7376/3.
- Construido en Latón C/P y Acero Inoxidable.