



ADVANCED OT-300C

Mesa quirúrgica eléctrica

Mesa quirúrgica eléctrica **OT-300C**

Advanced

DESCRIPCIONES

La mesa de operaciones Advanced® OT-300C es adecuada para procedimientos quirúrgicos generales que incluyen: tórax, abdomen, nariz, garganta, ginecología y obstetricia, urología, departamento de ortopedia. Advanced® OT-300C se utiliza en salas de operaciones, el mismo día en el centro quirúrgico y en el centro de parto.



Mesa quirúrgica eléctrica **OT-300C**

Advanced

CARACTERISTICAS


- Control remoto intuitivo de fácil uso.
- Construcción en acero inoxidable de alta durabilidad.
- Rieles accesorios, ambos lados.
- Interruptor de encendido / apagado.
- Luz indicadora de estado de encendido / apagado.
- Freno central eléctrico.
- Placas de patas de apertura horizontal.
- Un juego de cojines de mesa, se puede quitar para facilitar la limpieza y desinfección.
- Imágenes de rayos X.
- Elevación del riñón.
- Fuente de alimentación: CA 110/240 voltios – 50/60 Hz.
- Cumple con la norma de calidad ISO 13485.
- Dos años de garantía.



Mesa quirúrgica eléctrica OT-300C

Advanced

POSICIONES



Mesa quirúrgica eléctrica OT-300C

Advanced

ESPECIFICACIONES TECNICAS

Especificaciones físicas	Dimensiones Peso	2070mm/550mm 273 Kg / 607 Lbs
Técnico	Altura sin colchon Trendelenburg Trendelenburg inverso Inclinación lateral izquierda Inclinación lateral derecha Apoyo de la cabeza hacia arriba Apoyo de la cabeza hacia abajo Placa trasera Espaldar hacia abajo Piernera hacia arriba Piernera hacia abajo Placa de pierna horizontal Puente de riñón Deslizamiento horizontal Capacidad de Carga	700mm 25° 25° 15° 15° 45° 90° 75° 20° 15° 90° 90° 110mm 300mm 200Kg
Fuente de alimentación	Voltaje Frecuencia Cable de alimentación	110V - 220V 50Hz - 60Hz 5 Mts
Ambiente	Temperatura Humedad relativa Presión atmosférica	+10°C~+40°C 30%~70% 700 hPa -1060hPa
Condiciones de almacenaje	Temperatura Humedad relativa Presión atmosférica	-40°C~+55°C ≤93% 500 hPa ~ 1060hPa
Configuración	Accesorios incluidos	1 Arco de anestesia 2 Apoya piernas 2 Apoya brazos 2 Apoya hombros 2 Soporte corporal 1 placa de cabeza 2 placas de pierna 2 Apoya pies 2 abrazadera de fijación 1 Colchon para la mesa 1 Control de mano