



TXR CLASSIC FWFC RAYOS X

RAYOS X **TXR** CLASSIC FWFC

COMPACTO Y ASEQUIBLE

El sistema CLASSIC FW/FC es una configuración compacta diseñada para centros de imágenes médicas y centros de urgencias que buscan optimizar el espacio y minimizar las modificaciones en la sala. Cuenta con un riel de suelo y un riel superior que se puede montar en la pared o el techo para facilitar el desplazamiento longitudinal y un posicionamiento rápido y preciso. El diseño simple pero resistente hace que este sea un sistema radiográfico asequible, diseñado para durar y tener un buen rendimiento, lo que lo convierte en una opción ideal para instalaciones de menor volumen.



REALIZAR UNA GAMA COMPLETA ¡DE EXÁMENES!

- Exámenes de mesa
- Pecho erguido
- Extremidades
- Estudios de carga de peso

¡AUMENTE LA EFICIENCIA!

El TXR está diseñado con nuestro dial de angulación de fácil lectura para una identificación y ajuste rápidos y precisos de los ángulos. Los retenes especialmente diseñados de 40" a la mesa y de 40" y 72" a la pared hacen que el posicionamiento sea rápido y eficiente.

RAYOS X **TXR** CLASSIC FWFC

MESA RADIOGRÁFICA

La mesa flotante de cuatro vías permite un posicionamiento cómodo y fácil del paciente gracias a su altura de acceso de 31". El pedal empotrado permite operación de mesa manos libres, además de seguridad para el paciente. La mesa soporta una carga máxima de 181 kg (400 lb).



SOPORTE DE PARED

Diseñado para la flexibilidad, El soporte de pared de CLASSIC tiene un rango máximo de recorrido vertical de 72³/₄" y puede llegar hasta 9³/₄" para exámenes con carga de peso, como rodillas de pie.

La manija de liberación de un toque permite un fácil posicionamiento del receptor de pared.



Cómodo reposabarbillas



Botón pulsador de liberación de bloqueo para un posicionamiento rápido

RAYOS X **CLASSIC FWFC** TXR

SOPORTE DE TUBO CLÁSICO FWFC (\$225)

- Montaje de piso a pared o de piso a techo con rieles de 8 pies
- Base giratoria, +/- 360° con retenes de 90°
- Brazo transversal +/- 5 pulg., montaje en tubo de plataforma
- 14 pulg. - 76 pulg. de recorrido vertical

Dial de angulación, empuñaduras del operador y cerraduras eléctricas.

MESA NO ELEVABLE (\$210)

- Tapa flotante de cuatro direcciones
- Tablero de mesa de 84 x 30 pulgadas, altura de la mesa 31,5 pulgadas (el tablero opcional de 76 pulgadas también está disponible)
- Carga nominal de paciente de 400 lb.

Bandeja de casete de lujo de alta resistencia

SOPORTE DE PARED CLÁSICO FWFC (\$109)

- Columna contrapesada, montada de suelo a pared
- Gabinete de rejilla, 17 pulg. x 17 pulg.
- Cuadrícula: relación 10:1, 103 LPI
- Bandeja de casetes de lujo de alta resistencia 06338
- Especificar carga izquierda o derecha
- Cerraduras eléctricas

Acepta detectores de todos los tamaños.

OPCIONES DEL GENERADOR

- Opciones de generador de 30 - 50 kW

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso

RAYOS X **CLASSIC FWFC**

TXR

SOPORTE DE TUBO Y ESTRUCTURA (S225)

Característica	Especificación
Tipo de Montaje	Montaje de piso a pared o de piso a techo
Longitud de Rieles	8 pies (aprox. 2.44 m)
Base Giratoria	+/- 360° con retenes (bloqueos) a los 90°
Brazo Transversal	+/- 5 pulgadas (12.7 cm)
Recorrido Vertical	De 14 pulg. a 76 pulg. (35.5 cm - 193 cm)
Ayudas de Posicionamiento	Dial de angulación de fácil lectura y empuñaduras ergonómicas
Bloqueos	Eléctricos
Retenes Preconfigurados	40" (a mesa y pared) y 72" (a pared)

MESA RADIOGRÁFICA (S210)

Característica	Especificación
Tipo de Mesa	No elevable, de tablero flotante en 4 direcciones
Dimensiones del Tablero	84 x 30 pulgadas (Opción de 76" disponible)
Altura de Acceso	31.5 pulgadas (80 cm aprox.)
Capacidad de Carga	400 lb (181 kg)
Operación	Pedal empotrado para manos libres
Bandeja de Chasis	Tipo Deluxe de alta resistencia

RAYOS X **TXR** CLASSIC FWFC

SOPORTE DE PARED / BUCKY MURAL (\$109)

Característica	Especificación
Tipo de Montaje	Columna contrapesada, montada de suelo a pared
Recorrido Vertical Máximo	72¾ pulgadas (184.7 cm)
Altura Mínima (Suelo)	9¾ pulgadas (24.7 cm) para estudios de carga de peso
Gabinete de Rejilla	17 x 17 pulgadas
Rejilla (Grid)	Relación 10:1, 103 LPI
Compatibilidad	Acepta detectores de todos los tamaños
Configuración	Carga de chasis izquierda o derecha (a especificar)
Extras	Reposabarbillas y manija de liberación de un solo toque

SISTEMA GENERAL Y GENERADOR

Característica	Especificación
Opciones de Generador	30 kW a 50 kW
Aplicaciones Clínicas	Exámenes de mesa, pecho erguido, extremidades, carga de peso
Entorno Ideal	Centros de urgencias, clínicas de imágenes, espacios reducidos
Ventaja Principal	Diseño compacto con riel superior para optimizar espacio




es una marca confiable de Summit Industries

RAYOS X **CLASSIC FWFC**

TXR

OPCIONAL **FLAT PANEL**



- *Diversas áreas activas para reemplazo de CR: Permite actualizar sistemas de radiología computarizada antiguos.*
- *Mejor calidad de imagen con menor dosis: Optimización de la claridad visual reduciendo la radiación al paciente.*
- *Transferencia de datos Wi-Fi estable: Utiliza banda dual (2.4GHz / 5GHz) para evitar interferencias.*
- *Detección automática de exposición estable y confiable: Mejora la precisión del disparo de rayos X.*
- *Comunicación directa con dispositivos inteligentes: Facilidad de conexión con tablets o equipos móviles.*



es una marca confiable de Summit Industries