




[www.digimedicalsas.com](http://www.digimedicalsas.com)



# MACINTOSH Y MILLER

## VALVAS REUSABLES

## DESCRIPCIÓN

### **MACINTOSH.**

Hojas de perfil bajo con un tallado suave y delicado, y un reborde que comienza en el talón de la hoja y continúa hasta la punta en su estrechamiento.



### **MILLER.**

Es el tipo de hoja recta más popular. El tamaño de la brida se reduce para minimizar el trauma y la curva en el pico o punta se extiende para mejorar la elevación de la epiglotis.



## ESPECIFICACIONES.

### MACINTOSH.

- Guía de luz reemplazable
- Haz de fibra óptica de diámetro 3,00.
- Más de 3000 hebras de fibra.
- Fibras de alta calidad que garantizan una transmisión de luz brillante.
- 3500 lux con bombilla xenón/halógena de 2,5 V.
- 10000 lux con bombilla xenón/halógena de 3,5 V.
- Sin bordes afilados. Cuchillas curvas.
- Mantenimiento gratuito.
- Autoclavable hasta 134 °C aproximadamente 4000 veces.
- No hay efectos adversos al utilizar ETO y autoclave con vapor.
- De acuerdo con la norma ISO 7376/3.

| Referencia  | Uso                   | No. |
|-------------|-----------------------|-----|
| 001-2330-00 | Infantil / Pediátrica | 0   |
| 001-2330-01 | Pediátrico            | 1   |
| 001-2330-02 | Pediátrica / Adulto   | 2   |
| 001-2330-03 | Adulto                | 3   |
| 001-2330-04 | Adulto Grande         | 4   |



## ESPECIFICACIONES.

### MILLER.

- Guía de luz reemplazable.
- Haz de fibra óptica de 4,00 de diámetro.
- Más de 5500 filamentos de fibra.
- Fibra de alta calidad que garantiza una transmisión de luz brillante.
- 4200 lux con bombilla de xenón/halógena de 2,5 V.
- 12500 lux con bombilla de xenón/halógena de 3,5 V.
- Sin bordes afilados. Hojas rectas.
- Mantenimiento gratuito.
- Autoclavable hasta 134O C aproximadamente 4000 veces.
- Sin efectos adversos en el uso de ETO, autoclave de vapor.
- Conforme a la norma ISO 7376/3

| Referencia  | Uso                 | No. |
|-------------|---------------------|-----|
| 001-2340-00 | Neonatal            | 00  |
| 001-2340-0  | Infantil            | 0   |
| 001-2340-01 | Pediátrico          | 1   |
| 001-2340-02 | Pediátrica / Adulto | 2   |
| 001-2340-03 | Adulto              | 3   |
| 001-2340-04 | Adulto Grande       | 4   |