



NORTHERN
MEDITEC

www.digimedicalsas.com



NORTHERN ATLAS N5

MÁQUINA DE ANESTESIA

📍 Calle 35 No. 14-66 B/La Floresta. Montería-Córdoba
✉ gerencia@digimedical.com.co
☎ 3148431088

Digi Medical
Equipos Medicos

MÁQUINA DE ANESTESIA NORTHERN **ATLAS N5**

DESCRIPCIÓN

La Atlas N5 de Northern Meditec es una máquina de anestesia de alta gama diseñada para ofrecer precisión, seguridad y versatilidad en entornos quirúrgicos exigentes. Este equipo destaca por su capacidad de adaptarse a todo tipo de pacientes, desde neonatos y niños hasta adultos.

CARACTERÍSTICAS

- Pantalla táctil TFT de 15,6", touch.
- Interfaz de diseño fácil de usar.
- Volumen corriente 10-1500 ml.
- Caudalímetro electrónico.
- Circuito de respiración de material metálico/PPSU.
- By-pass Tech para bidón de cal sodada.
- Todos los modos de ventilación para satisfacer al neonato, pacientes pediátricos y adultos.
- Circuito de respiración integrado con calentador incorporado.
- ACGO de alta visibilidad.
- Zócalo del módulo enchufable opcional.

MÁQUINA DE ANESTESIA NORTHERN **ATLAS N5**

CARACTERÍSTICAS

EXCELENTE

ABSORBENTE DE CO2

Operación con una sola mano diseñada para absorber CO2.

El diseño de derivación garantiza la seguridad de reemplazar la cal sódica.

Contenedor durante el funcionamiento. Detector de contenedor en línea.

Material PPSU autoclavable (hasta 134°C).

BANCO DE

TRABAJO GRANDE

Rieles guía de dos lados para monitor de paciente, soporte


golpe en el brazo y en la inyección. Rieles guía de dos lados para monitor de paciente, soporte

golpe en el brazo y en la inyección. Luces equipadas con LED para proporcionar iluminación al banco de trabajo.

APLICABLE A PEDIATRÍA CIRCUITO RESPIRATORIO

Rieles guía de dos lados para monitor de paciente, soporte

golpe en el brazo y en la inyección. Rieles guía de dos lados para monitor de paciente, soporte golpe en el brazo y en la inyección. Luces equipadas con LED para proporcionar iluminación al banco de trabajo.



PANTALLA DE 15,6"



VENTILADOR PRECISO

Gas fresco con cumplimiento y compensación de fugas

V-CMV, P-CMV, V-SIMV, P-SIMV, PRVC, SIMV-PRVC,

Modos de ventilación manual, en espera, manual/espontáneo, CPAP, PSV, HLM

Alarmas de instalación incorrecta de sistema de respiración y bote de cal sodada.

MÁQUINA DE ANESTESIA
NORTHERN

ATLAS N5

ESPECIFICACIONES

Especificación	Detalle Técnico
Dimensiones	Altura: 130 cm / Ancho: 90 cm / Profundidad: 71 cm
Peso	Aproximadamente 125 kg
Pantalla	LCD TFT de 15.6 pulgadas, táctil (Touch)
Gases Médicos	Oxígeno (O2), Óxido Nitroso (N2O) y Aire
Suministro de Gas	2 puertos para cilindros de O2 tipo yugo
Flujómetros	Medidor de flujo electrónico
Modos de Ventilación	V-CMV, P-CMV, V-SIMV, P-SIMV, PRVC, PRVC-SIMV, Manual/Espontáneo, CPAP, PSV, HLM
Volumen Corriente	De 10 a 1500 ml
Vaporizadores	Barra Selectatec con dos posiciones (Marcas: Drager, Penlon o Northern)
Batería	1 batería de 4800 mAh (estándar) o 2 baterías de 9600 mAh (opcional)
Circuito Respiratorio	Material PPSU metálico, autoclavable hasta 134 grados C, con calentador integrado
Monitoreo de Gases	CO2 y AG (Gases Anestésicos) modular
Espirometría	Bucles de PV, PF, FV y bucle de referencia
Iluminación	Lámpara LED incluida para el banco de trabajo
Extras	Salida común de gas (ACGO), 3 tomas de corriente auxiliares y 2 cajones