



SPSL-HF-4.0/8.0-APL

RAYOS X PORTATIL

SPSL-HF-4.0/8.0-APL

RAYOS X PORTÁTIL TXR INTERNATIONAL

LIGERO Y COMPACTO PARA FÁCIL TRANSPORTE.

Los sistemas de imágenes portátiles TXR Medical Dragon ofrecen portabilidad liviana dondequiera que se requieran imágenes móviles. La aplicación ideal del Dragon es que lo utilicen proveedores de atención portátil que atienden a pacientes de hogares de ancianos y de atención médica domiciliaria. Las clínicas y los hospitales pequeños también pueden beneficiarse de la fácil maniobrabilidad de la unidad para procedimientos con rayos X ligeros.

Facilidad de uso


Las técnicas se pueden seleccionar y ajustar desde la consola de control y en el generador o cabezal del tubo. También hay cinco áreas diferentes. En la unidad para activar la luz del colimador. El operador no tiene que separarse del paciente en ningún momento para usar estas prácticas funciones. Otras características clave incluyen:

Otras características clave incluyen:

- Colimador manual certificado
- Tubo de punto focal fraccional para una mayor detalle
- El brazo del resorte de gas sostiene el tubo para Permite un posicionamiento fácil y una movilidad excepcional del brazo
- Base con ruedas para fácil maniobrabilidad.
- Frenos mecánicos positivos
- La caja de almacenamiento de casetes tiene capacidad para hasta hasta 8 casetes

¡Poder para tus necesidades!

Elige el
Dragon Classic con
generador de alta
frecuencia de 4 kW
o el
Dragon Elite con
generador de alta
frecuencia de 8 kW



Otras características clave incluyen:
Permite una fácil carga

SPSL-HF-4.0/8.0-APL

RAYOS X PORTATIL TXR INTERNATIONAL

ELIJA ENTRE 2 OPCIONES DE CONSOLA APR



**CONSOLA APR DE 1
REGIÓN MEMBRANA**



**CONSOLA APR DE 6
REGIONES PANTALLA
TÁCTIL**

Colimador manual certificado

- *Tubo de punto focal fraccional para una mayor detalle*
- *El brazo del resorte de gas sostiene el tubo para Permite un posicionamiento fácil y una movilidad excepcional del brazo*
- *Base con ruedas para fácil maniobrabilidad.*
- *Frenos mecánicos positivos*
- *La caja de almacenamiento de casetes tiene capacidad para hasta hasta 8 casetes*

SPSL-HF-4.0/8.0-APL

RAYOS X PORTATIL TXR INTERNATIONAL

ESPECIFICACIONES TECNICAS

Características	Clásico: SPSL-HF-4.0-AL / APAL	Élite: SPSL-HF-8.0-APL-LC
Clasificación en kW	40	80
Rango de kVp (pasos 1 kVp)	40 a 125	40 a 125
Exactitud (kVp)	+/- 5%	+/- 5%
Ondulación Alta Frecuencia	300 kHz	300 kHz
Estaciones mA	5 a 100 (14 niveles)	5 a 100 (14 niveles)
Rango tiempo exposición	0,001 - 10 segundos	0,001 - 10 segundos
Estaciones de tiempo	41 (pasos del 25%)	41 (pasos del 25%)
Rango de mAs	0,1 - 250 mAs	0,1 - 250 mAs
Estaciones de mAs	34 (pasos del 25%)	34 (pasos del 25%)
Exactitud (mAs)	5%	5%
Interfaz Multilingüe	Inglés, español, francés, alemán, ruso, polaco y turco	Inglés, español, francés, alemán, ruso, polaco y turco

SPSL-HF-4.0/8.0-APL

RAYOS X PORTATIL TXR INTERNATIONAL

ESPECIFICACIONES TECNICAS


Características	Clásico: SPSL-HF-4.0-AL / APAL	Élite: SPSL-HF-8.0-APL-LC
Tipo de Ánodo	Estacionario	Estacionario
Dos Puntos Focales	0,5 mm - 1,8 mm	0,6 mm - 2,8 mm
Capacidad Calor Ánodo	47.215 HU	40.000 HU
Ángulo Objetivo	16°	15°
Colimador Manual	Estándar certificado	Estándar certificado
Cable de Alimentación	6 metros (19,7 pies)	6 metros (19,7 pies)
Cordón de Exposición	3 metros (9,8 pies)	3 metros (9,8 pies)
Regulación de Línea	Automática monofásica	Automática monofásica
Requisitos Eléctricos	110 VCA a 240 VCA	220 VCA a 240 VCA
Frecuencia	50/60 Hz	50/60 Hz
Peso Neto	54 kg (118 libras)	54 kg (118 libras)

SPSL-HF-4.0/8.0-APL

RAYOS X PORTATIL TXR
INTERNATIONAL

OPCIONAL

FLAT PANEL



- **Diversas áreas activas para reemplazo de CR: Permite actualizar sistemas de radiología computarizada antiguos.**
- **Mejor calidad de imagen con menor dosis: Optimización de la claridad visual reduciendo la radiación al paciente.**
- **Transferencia de datos Wi-Fi estable: Utiliza banda dual (2.4GHz / 5GHz) para evitar interferencias.**
- **Detección automática de exposición estable y confiable: Mejora la precisión del disparo de rayos X.**
- **Comunicación directa con dispositivos inteligentes: Facilidad de conexión con tablets o equipos móviles**